



Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad									
*	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO GAMMA NS 220125 DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N°65, CIUDAD DE USHUAIA TIERRA DEL									
CERETANI, PABLO LUIS		0	1,00	1,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
D. Amp. I.:	Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca Esaote modelo Gamma HRU (S/N:220125). Por Manual de servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente: Mantenimiento Preventivo: Comprobación Y/O reemplazo de batería de CPU Comprobación del equipo por daños externos. Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de trackball y circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el el teclado debe estar orientado y bloqueado. Comprobación de que el teclado se pueda levantar y bajar. (si corresponde) Comprobación que el monitor se pueda mover fácilmente. (si corresponde) Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento.- [2025 525-280] MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO GAMMA NS 220125 DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N°65, CIUDAD DE USHUAIA TIERRA DEL									
2	300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad									
*	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 25 GOLD NS 4957,									



## PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 05/09/25 10:12:53  
Nº de Hoja: 2  
Cm0059

Fecha: 05/09/25

Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N°65, CIUDAD DE USHUAIA TIERRA DEL									
CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.:	Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca Esaote modelo Mylab 25 GOLD HRU (S/N:4957). Por Manual de servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente: Mantenimiento Preventivo: Comprobación Y/O reemplazo de batería de CPU Comprobación del equipo por daños externos. Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de trackball y circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el el teclado debe estar orientado y bloqueado. Comprobación de que el teclado se pueda levantar y bajar. (si corresponde) Comprobación que el monitor se pueda mover fácilmente. (si corresponde) Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento. Verificación de sistema de apertura de display- [2025 525-280] MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 25 GOLD NS 4957, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N°65, CIUDAD DE USHUAIA TIERRA DEL									
3	300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad									
*	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 70 GOLD NS 22134, DEBERÁ INCLUIR:									



Impresión: 05/09/25 10:12:53  
Nº de Hoja: 3  
Cm0059

Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

\*



Impresión: 05/09/25 10:12:53  
Nº de Hoja: 4  
Cm0059

Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

**5**



Impresión: 05/09/25 10:12:53  
Nº de Hoja: 5  
Cm0059

Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES ACCESORIOS MÍNIMOS CABLE PACIENTE DE ECG CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N°65, CIUDAD DE USHUAIA TIERRA DEL									
CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.:	Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca Esaote modelo Mylab 30 GOLD HRU (S/N:3474). Por Manual de servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente: Mantenimiento Preventivo: Comprobación Y/O reemplazo de batería de CPU Comprobación del equipo por daños externos. Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de trackball y circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el el teclado debe estar orientado y bloqueado. Comprobación de que el teclado se pueda levantar y bajar. (si corresponde) Comprobación que el monitor se pueda mover fácilmente. (si corresponde) Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento. Verificación de sistema de apertura de display- Se proverá cable de ECG marca ESAOTE 9630028000. [2025 525-280] MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 30 GOLD NS 3474, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES ACCESORIOS MÍNIMOS CABLE PACIENTE DE ECG CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR									



Impresión: 05/09/25 10:12:53  
Nº de Hoja: 6  
Cm0059

Renglón	Insumo										
	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
6		EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N°65, CIUDAD DE USHUAIA TIERRA DEL									
* 300030108-1	Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad										
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 9EXP NS 20101, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES										
	ACCESORIOS MÍNIMOS CABLE PACIENTE DE ECG CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR										
	EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N°65, CIUDAD DE USHUAIA TIERRA DEL										
	CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
	Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado					
D. Amp. I.:	Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca Esaote modelo Mylab 9EXP HRU (S/N:20101). Por Manual de servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente: Mantenimiento Preventivo: Comprobación Y/O reemplazo de batería de CPU Comprobación del equipo por daños externos. Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de trackball y circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el el teclado debe estar orientado y bloqueado. Comprobación de que el teclado se pueda levantar y bajar. (si corresponde) Comprobación que el monitor se pueda mover fácilmente. (si corresponde) Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento.										
	Se proverá cable de ECG marca ESAOTE 9630028000. [2025 525-280] MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 9EXP NS 20101, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO										



Impresión: 05/09/25 10:12:53  
Nº de Hoja: 7  
Cm0059

Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES								
	ACCESORIOS MÍNIMOS								
	CABLE PACIENTE DE ECG								
	CONSIDERACIONES GENERALES								
	NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR								
	EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N°65, CIUDAD DE USHUAIA TIERRA DEL								
7	300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad								
*	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 40 SN 13454, DEBERÁ INCLUIR:								
	COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU								
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE								
	VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO								
	LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS.								
	COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO								
	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES								
	CONSIDERACIONES GENERALES								
	NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR								
	EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDR								
	TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420								
CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado								
D. Amp. I.:	Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca Esaote modelo Mylab 40 HRRG .								
	Por Manual de servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente:								
	Mantenimiento Preventivo:								
	Comprobación Y/O reemplazo de batería de CPU								
	Comprobación del equipo por daños externos.								
	Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos.								
	Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación).								
	Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión.								
	Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector).								
	Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG.								
	Limpieza de trackball y circuitos electronicos.								
	Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el								
	el teclado debe estar orientado y bloqueado.								
	Comprobación de que el teclado se pueda levantar y bajar. (si corresponde)								
	Comprobación que el monitor se pueda mover fácilmente. (si corresponde)								
	Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo								
	Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa,								
	conector y rotulación). Condición de funcionamiento.								
	[2025 525-280] MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 40 SN 13454, DEBERÁ INCLUIR:								
	COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU								
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE								
	VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO								
	LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS.								
	COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO								



Impresión: 05/09/25 10:12:53  
Nº de Hoja: 8  
Cm0059

Renglón	Insumo										
	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
		VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420									
8		300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad									
*		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 40 SN 13454, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420									
	CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
	D. Amp. I.: Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca Esaote modelo Mylab 40 HRRG . Por Manual de servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente: Mantenimiento Preventivo: Comprobación Y/O reemplazo de batería de CPU Comprobación del equipo por daños externos. Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de trackball y circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el el teclado debe estar orientado y bloqueado. Comprobación de que el teclado se pueda levantar y bajar. (si corresponde) Comprobación que el monitor se pueda mover fácilmente. (si corresponde) Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento. [2025 525-280] MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 40 SN 13454, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES										



Impresión: 05/09/25 10:12:53  
Nº de Hoja: 9  
Cm0059

Renglón	Insumo										
	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
		NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420									
9		300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad									
*		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA SONOSITE MODELO M-TURBO SN WKOXVZ, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE Y PANTALLA VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TOUCHPAD Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420									
	CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
	Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
	D. Amp. I.: Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca Sonosite modelo M-TURBO - HRRG . Por Manual de servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente: Mantenimiento Preventivo: Comprobación Y/O reemplazo de batería de CPU Comprobación del equipo por daños externos. Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos de carro. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de touchy circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el el teclado debe estar orientado y bloqueado. Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de touchy circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el el teclado debe estar orientado y bloqueado. Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento. [2025 525-280] MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA SONOSITE MODELO M-TURBO SN WKOXVZ,										



Impresión: 05/09/25 10:12:53  
Nº de Hoja: 10  
Cm0059

Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
		DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE Y PANTALLA VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TOUCHPAD Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420								
10	300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad									
*	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA SONOSITE MODELO MICROMAX SN O3BML5, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE Y PANTALLA VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TOUCHPAD Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420									
CERETANI, PABLO LUIS		0	1,00	1,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:					Estado Oferente:	Habilitado			
D. Amp. I.:	Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca Sonosite modelo MICROMAXX - HRRG . Por Manual de servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente: Mantenimiento Preventivo: Comprobación Y/O reemplazo de batería de CPU Comprobación del equipo por daños externos. Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos de carro. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de touchy circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el el teclado debe estar orientado y bloqueado. Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector).									



Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de touchy circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el el teclado debe estar orientado y bloqueado. Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento. [2025 525-280]  MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA SONOSITE MODELO MICROMAX SN O3BML5, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE Y PANTALLA VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TOUCHPAD Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO  HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420									
11	300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad									
*	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 50 SN 6508, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO  HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420									
CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.:	Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca Esaote modelo Mylab 50HRRG . Por Manual de  servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente: Mantenimiento Preventivo: Comprobación Y/O reemplazo  de batería de CPU Comprobación del equipo por daños externos. Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de trackball y circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el									



Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	el teclado debe estar orientado y bloqueado. Comprobación de que el teclado se pueda levantar y bajar. (si corresponde) Comprobación que el monitor se pueda mover fácilmente. (si corresponde) Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento. [2025 525-280]  MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 50 SN 6508, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO  HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420									
12	300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad									
*	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB TWICE SN 10232, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO  HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420									
CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
D. Amp. I.:	Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca Esaote modelo Mylab Twice HRRG . Por Manual de  servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente: Mantenimiento Preventivo: Comprobación Y/O reemplazo  de batería de CPU Comprobación del equipo por daños externos. Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de trackball y circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el teclado debe estar orientado y bloqueado.									



Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
13		Comprobación de que el teclado se pueda levantar y bajar. (si corresponde) Comprobación que el monitor se pueda mover fácilmente. (si corresponde) Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento. [2025 525-280] MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB TWICE SN 10232, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TRACKBALL Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420							
	*	300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad							
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA MINDRAY MODELO DC-60 SN CN8-36003376, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TOUCHPAD Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420							
CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	Servicio de Mantenimiento Equipo Medico-Mantenimiento preventivo de ecografo marca MINDRAY modelo DC-60 HRRG . Por Manual de servicio Tecnico el PM para este modelo es el siguiente: Mantenimiento Preventivo: Comprobación Y/O reemplazo de batería de CPU Comprobación del equipo por daños externos. Control del funcionamiento de las ruedas y los frenos. Verificación de que estén presentes las etiquetas de la unidad (S / N, Referencia y Certificación). Verificación del estado del cable de alimentación (sin corte, condición de enchufe) y conexión. Verificación de los conectores en el panel trasero (sin que se suelte el conector). Si está instalado, comprobación el estado del cable de ECG. Limpieza de trackball y circuitos electronicos. Comprobación de que la orientación del teclado funcione correctamente: el teclado debe estar orientado y bloqueado.								



Impresión: 05/09/25 10:12:53  
Nº de Hoja: 14  
Cm0059

Compra N°: 278/2025-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 261 )  
P.A.: N° 55789 Letra E Año 2025 Ámbito 1728  
Apertura 21/08/25 - 11:00  
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo
Oferente	Alt Precio Ref. Cant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado
	Comprobación de que el teclado se pueda levantar y bajar. (si corresponde) Comprobación que el monitor se pueda mover fácilmente. (si corresponde) Comprobación y limpieza del sistema de ventilación del equipo Para todas las sondas, verificación del estado externo (cable, carcasa, conector y rotulación). Condición de funcionamiento. [2025 525-280] MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECÓGRAFO MARCA MINDRAY MODELO DC-60 SN CN8-36003376, DEBERÁ INCLUIR: COMPROBACIÓN Y/O REEMPLAZO DE BATERÍA DE CPU VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE VERIFICACIÓN DE CONECTORES EN EL PANEL TRASERO LIMPIEZA DE TOUCHPAD Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS TRANSDUCTORES CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TÉCNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EL PLAZO DE ENTREGA ES DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIENDO EL LUGAR DE PROCEDIMIENTO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRA TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420

